

F&A Desobtur

(ЕФ&ЕЙ Дезобтур)

EN Solvent for the root canal desob-
turation

UA Розчинник для розпломбування
кореневих каналів

F&A MEDICAL

🏠 Vintergata 19, 3048, Drammen, Norway

✉ info@famedical.net

🌐 www.famedical.net

**•• INDICATIONS**

- For softening and desobturation of the root canals sealed with the phenol, formalin, and formaldehyde resins.

•• COMPOSITION

- DMFA – 98.6 g;
- Excipient Q.S. – 100.0 g.

•• DIRECTIONS FOR USE

Desobturation of the canals is performed by combined chemical action of Desobtur with mechanical reaming:

- Clean out the pulp chamber and canal orifice.
- Place a drop of Desobtur into the canal orifice.
- Desobturate the canal using a broach. After extraction out of the canal clean and put the tip of instrument into the Desobtur solution.
- Repeat the procedure step by step till the apex is reached.

•• PRECAUTION

Avoid contact with eyes and minimize contact with oral soft tissue. If accidental contact with eye occurs, flush immediately with large amount of water.

•• SUPPLEMENTARY INDICATIONS

Dry thoroughly the canal treated with Desobtur before filling by formalin/ formaldehyde cement.

•• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

•• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

•• STORAGE

- Store at room temperature.
- Cover the bottle after each use.
- Protect from direct sunlight.
- Shelf life at room temperature is 2 years.

•• RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

•• PACKING

- Desobtur – bottle 9 ml.

For professional use in dentistry only!

•• ПРИЗНАЧЕННЯ

- Дезобтурація (розпломбування) кореневих каналів після пломбування смолами типу Фенол-Формалін-Формальдегід.

•• СКЛАД

- Диметилформамід – 98,6 г/г;
- Наповнювач, Q.S. т – 100,0 г/г.

•• МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Дезобтурація каналу виконується, поєднуючи хімічну дію Дезобтур і механічну дію ендодонтичних інструментів.

- Обробити камеру зуба і вхід у канал.
- Нанести краплю препарату Дезобтур біля гирла кореневого каналу.
- Видалити вміст каналу, використовуючи відповідний файл, змочуючи інструмент препаратом Дезобтур.
- Повторити операцію крок за кроком, поки канал не буде пройдений до верхівки.

•• НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникайте потрапляння препарату на слизові оболонки порожнини рота та в очі. При випадковому потрапленні в очі промити великою кількістю води та звернутися за допомогою до лікаря.

•• ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Канал, розпломбований за допомогою Дезобтур, необхідно ретельно висушити перед пломбуванням Формалін-Формальдегідним цементом.

•• ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприємство-виробник робить заміну продукту.

•• ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

•• ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Зберігайте при кімнатній температурі.
- Флакон закривати кришкою після кожного використання.
- Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
- Термін придатності при кімнатній температурі – 2 роки.

•• УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

•• УПАКОВКА

- Дезобтур – 9 ml/мл матеріалу у флаконі.



UA.TR.101

Дата останнього перегляду 9 січня 2020 р.

Для професійного використання в стоматології!

F&A
 MEDICAL

ЕФ&ЕЙ МЕДИКАЛ



Вінтергата 19, 3048, Драммен, Норвегія



+47 983 12 720



info@famedical.net



www.famedical.net