

F&A Fisfil

(ЕФ&ЕЙ Фісфілл)

EN Light-curing pit and fissure sealant with fluoride release

UA Фотополімерний герметик фісур зі фторидами

F&A MEDICAL

🏠 Vintergata 19, 3048, Drammen, Norway

✉ info@famedical.net

🌐 www.famedical.net



F&A Fisfil is a light-curing composite for fissure sealing containing the new-formulated bioactive glass.

•• MAIN ADVANTAGES

- The filler is a special bioactive glass containing Ca,P,F.
- Prolonged release of fluoride, calcium and phosphate ions, which determines the caries - protective and remineralizing properties of the material.
- Average particle size of the bioactive filler is 0.4 µm.
- High filling of the material (about 50%).
- Excellent abrasion resistance and durability.
- Thixotropy.
- Radioopaque.
- Rheological additives facilitate penetration of the material into narrow fissures and pits.
- High degree of adhesion to etched enamel.
- Ideal camouflage - transparent-opal shade (Clear).
- Fissure sealing control for a long period - opaque-white shade (White).

•• INDICATIONS

- Sealing of fissures and pits;
- Performing micro restorations;
- Using as the first layer for large composite restorations in cavities with C-factor 5.

•• DIRECTIONS FOR USE

Thoroughly clean the surface and treat it with an etching gel containing orthophosphoric acid and antiseptic additives. Etching time is about 15 seconds (for milk teeth 90 – 120 seconds), then rinse with plenty of water. Clean the etched surface thoroughly. The etched surface of the tooth should have a milky white color and should not come into contact with saliva, moisture or any other impurities after drying.

Put a single drop of Fisfil material onto the mixing pad and apply a thin layer on the etched surface using a brush. Light cure for 20 – 30 seconds using a light unit. Carefully close the syringe immediately after usage.

•• USEFUL RECOMMENDATIONS

Check the condition of fissures sealed by Fisfil every six months. To re-seal after teeth grinding with discs use the material following the instructions above.

•• PRECAUTIONS

Do not let the etching gel get onto the soft tissues of the oral cavity, skin and eyes. In case of contact with the gel, immediately wash off the gel with plenty of water.

•• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

•• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

•• STORAGE AND SHELF LIFE

- Store at room temperature.
- Protect from direct light. Close tightly the cap after use.
- Shelf life at room temperature – 2 years.
- DO NOT FREEZE!

For professional use in dentistry only!

●● RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

●● PACKING

- Fisfil – 3 g syringe with delivery tips.

Shades: transparent-opal (Clear) and opaque-white (White).

ЕФ&ЕЙ Фісфілл

UA

ЕФ&ЕЙ Фісфілл – фотополімерний фторвмісний композитний матеріал для запечатування фісур з покращеною тиксотропністю.

●● ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Наповнювач – спеціальне біоактивне Са-, Р-, F-вмісне скло.
- Пролонговане виділення іонів фтору, кальція та фосфатів, що обумовлює карієспротекторні та ремінералізуючі властивості матеріалу.
- Середній розмір часток біоактивного наповнювача становить 0,4 мкм.
- Висока наповненість матеріалу (близько 50%).
- Чудова зносостійкість і міцність.
- Тиксотропність.
- Рентгеноконтрастність.
- Реологічні добавки полегшують проникнення матеріалу у вузькі фісури та ямки.
- Високий ступінь адгезії до протравленої емалі.
- Ідеальне маскування – відтінок прозора-опаловий (Clear).
- Контроль герметизації фісур упродовж тривалого часу – відтінок опаково-білий (White).

●● ПРИЗНАЧЕННЯ

- Герметизація фісур та ямок.
- Виконання мікрореставацій.
- Використання як першого шару (лайнера) під композитні реставрації.

●● СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Ретельно очистити поверхню зуба і обробити його протравлювальним гелем. Час протравлювання – близько 15 сек. (для молочних зубів 90 – 120 сек.), потім промити великою кількістю води. Протравлену поверхню ретельно просушити. Протравлена поверхня зуба повинна бути крейдяно-білою і після просушування не можна допускати потрапляння на неї слини, вологи і будь-яких забруднень.

Нанесіть одну краплю матеріалу Фісфілл на пластинку для змішування і за допомогою пензлика нанесіть тонким шаром на протравлену поверхню. Засвітіть фотополімерною лампою упродовж 20 – 30 секунд. Ретельно закрийте шприц одразу після використання.

●● КОРИСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перевіряйте стан фісур, герметизованих Фісфілл, кожні півроку. Для повторної герметизації після шліфування зубів дисками застосовуйте матеріал, додержуючись викладеної вище інструкції.

●● ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Не допускайте потрапляння протравлювального гелю на м'які тканини порожнини рота, на шкіру та в очі. У випадку потрапляння гелю негайно змити його великою кількістю води.

●● ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприємство-виробник робить заміну продукту.

●● ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

●● ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці, щільно закривати ковпачок після використання.
- Термін зберігання – 2 роки.
- НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

●● УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

●● УПАКОВКА

- Шприц 3 г/г, набір канюль.

Відтінки: прозора-опаловий (Clear) та опаково-білий (White).

 UA.TR.101

Дата останнього перегляду 9 січня 2020 р.

Для професійного використання в стоматології!

ЕФ&ЕЙ МЕДІКАЛ

F&A
MEDICAL